

Instrukcja Przedlaboratoryjna	WIF LKJL Rzeszów
INSTRUKCJA LKJL/IPL/02	Strona:1/2
Tytuł: Kontrola skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem za pomocą wskaźnika Sporal S.	Edycja 03/Egz.
	Data wyd.: 21.03.2011

Cel:

Ocena skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w sterylizatorach za pomocą wskaźnika biologicznego Sporal S.

Metoda postępowania:

1. Wypełnić równomiernie komorę sterylizatora wsadem zachowując wymaganą odległość 5 cm od ścian bocznych i drzwiczek oraz 1cm między pakietami.

W suszarkach używanych jako sterylizatory, przed rozpoczęciem procesu, zamknąć i uszczelnić kominiek wentylacyjny. Wyjąławiane materiały powinny być suche.

2. Wyjąć z aluminiowej torebki zabezpieczone bibułką 3 krążki Sporal S i podpisać: G - półka górna, S - półka środkowa, D - półka dolna. Nie zdejmując bibulek umieścić odpowiednio krążki na trzech różnych półkach/poziomach komory sterylizatora. Czwarty Sporal tzw. „O”, z tej samej serii, zachować do kontroli pozytywnej.

Nie używać wskaźników po dacie ważności i przechowywać wg zaleceń producenta.

3. Przeprowadzić sterylizację stosując odpowiednie parametry procesu :

3.1. wg wymagań FP : 2 godz., 160°C,

3.2. wg zaleceń podanych w instrukcji producenta urządzenia,

3.3. wg innej metody gwarantując zapewnienie poziomu jałowości SAL $\leq 10^{-6}$.

W urządzeniach bez monitoringu parametrów procesu, w celu stabilizacji temperatury wsadu, odliczanie czasu ekspozycji rozpocząć po 15 minutach od osiągnięcia zadanej temperatury.

W trakcie cyklu nie wolno ani na chwilę otwierać drzwiczek komory.

Opracował:	Sprawdził:	Zatwierdził:
Stanowisko: Z-ca K-ka LKJL	Stanowisko: Kierownik LKJL	Stanowisko: Kierownik LKJL
Nazwisko: R. Rokita	Nazwisko: Z. Bentkowska	Nazwisko: Z. Bentkowska
Data:21.03.2011 Podpis:	Data: 21.03.2011 Podpis:	Data: 21.03.2011 Podpis:

Instrukcja Przedlaboratoryjna	WIF LKJL Rzeszów
INSTRUKCJA LKJL/IPL/02	Strona:2/2
Tytuł: Kontrola skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem za pomocą wskaźnika Sporal S.	Edycja 03/Egz....
	Data wyd.:21.03.2011

4. Po zakończeniu sterylizacji przenieść 3 krążki Sporal S do foliowej torebki i zapakować w kopertę. Dodatkowo dołączyć czwarty krążek tzw."O" nie poddany sterylizacji.

Wskaźniki ze spalonymi bibułkami ochronnymi nie będą przyjmowane do badania.

Steryлизację każdorazowo rozpoczynać od wystudzenia komory.

5. Kopertę ze Sporalami S i wypełnionym formularzem zlecenia dostarczyć do laboratorium do godz. 13, w ciągu 24 godzin osobiście lub przesłać pocztą. (przesyłka priorytetowa lub kurierska).

Załączniki:

- Zał.1. Formularz LKJL/IPL/02/F01 Ed.2 z dn. 27.11.2008 – Zlecenie wykonania analizy skuteczności sterylizacji.
- Zał.2. Formularz LKJL/IPL/02/F02 Ed.4. z dn. 18.02.2009 – Orzeczenie o wyniku badań jakościowych próbek pobranych podczas kontroli przeprowadzanej przez inspektora – Ocena skuteczności sterylizacji.
- Zał.3. Formularz LKJL/IPL/02/F03 Ed.4. z dn. 18.02.2009 – Orzeczenie o wyniku badań oceny skuteczności sterylizacji.